

№ _____

«10» 06 2025

Официальный отзыв по результатам апробации лейкопластырей ELEBAN

В рамках оценки качества и клинической эффективности лейкопластырей ELEBAN, представленных в различных модификациях (*престат*, *престат мини джентл*, Shot S и шот M), были собраны отзывы сестринского персонала из нескольких профильных отделений (онкологии № 1,2,3,4, акушерство, ревматология, соматика):

1. Eleban *престат* (гемостатический, прямоугольной формы)

Пластырь продемонстрировал хорошие клеящие свойства, эффективно фиксируется на коже и подходит для применения в области пункции. Отмечено удобство использования после эндолумбальных пункций и удаления ЦВК. Однако размер пластыря оказался неудобен для фиксации в области после удаления центрального венозного катетера.

2. Eleban *престат мини джентл* (36 мм x 36 мм)

По ряду отзывов, данная модификация имеет недостаточную фиксацию: пластырь быстро отклеивается (через 5–10 минут), что ограничивает его применение в условиях активной двигательной активности пациента. Тем не менее, высоко оценены его гипоаллергенные и дышащие свойства, прозрачность и комфорт в использовании. Хорошо подходит для использования после малотравматичных инъекционных вмешательств.

3. Eleban шот №20, размер M

Мнения о данном пластыре разделились. В одних отделениях (онкология) он показал надёжную фиксацию и удобный размер для венепункции. В других (ревматология, соматика) отмечено, что пластырь слабо останавливает кровотечение и может требовать дополнительного давления рукой. Также было высказано мнение о недостаточном размере для ряда процедур.

4. Eleban Shot, размер S


Наиболее высоко оценён среди сестринского персонала акушерских отделений. Пластырь демонстрирует отличную фиксацию, гипоаллергенность, удобство при применении у новорождённых (например,

после взятия анализа на ФКУ или вакцинации), мягко защищает кожу и не вызывает раздражения. Также отмечена водонепроницаемость, наличие индивидуальной стерильной упаковки и отсутствие следов после снятия.

Общие выводы:

Лейкопластыри ELEBAN в целом получили положительные отзывы, особенно в части удобства применения, гипоаллергенности, гигиеничности и разнообразия форматов. Пластырь Eleban Shot S особенно хорошо зарекомендовал себя при работе с новорождёнными и детьми, а также на участках тела с подвижной кожей. По мнению сестринского персонала, по ряду параметров лейкопластыри ELEBAN не уступают ранее используемым аналогам, включая Aidplast..

С уважением,
Бахытгуль Байгулина
Заместитель директора сестринского дела
КФ «УМС» Клиническая база (стационар)
(bai.ba@umc.org.kz)
87012225591



(подпись)